

Toalettstol Nautic 1500 - dolt s-lås, Hygienic Flush

4/2 Liter, utan sits, utan avstängningsventil, för limmontage

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

Ingen plats
för smuts



- Städvänlig och minimalistisk design
- Med öppen spolkant för enklare rengöring
- Låg spolknapp i snygg design

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
7805847


ART-nr:
GB111500201303G

EAN-nr:
7391530069081

Emballage
L: 680,00 x W: 360,00 x H: 940,00 mm.
Vikt: 32,00 kg

Energimärkning och certifieringar

- CE-godkänd, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktion



Montering & Skötsel

Montering mot golv med lim. Genom den avrundade cisternen och små yttermått är den också lämplig för hörnplacering. Se medföljande monteringsanvisning. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas. Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

