

Handfat Nautic 5550 - för bultmontage 50 cm

Utan bräddavlopp, utan blandarhåll

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

- Optimerad för sjukhusmiljö
- Plomberad bräddavloppskanal
- Utan konsolhåll

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
7503275




ART-nr:
55506MR1

EAN-nr:
4062373907498

Emballage
L: 620,00 x W: 223,00 x H: 470,00 mm.
Vikt: 11,40 kg

Rekommenderat cirkapris
2 475 SEK (1980 SEK ex. moms)

Energimärkning och certifieringar



Montering & Skötsel

Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

