



Tvättställ Nautic 5560 - för bultmontage 60 cm

Utan bräddavlopp

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

- Optimerad för sjukhusmiljö
- Plomberad bräddavloppskanal
- Utan konsolhåll

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
7503278


ART-nr:
556061R1

EAN-nr:
4062373907214

Emballage
L: 605,00 x W: 210,00 x H: 455,00 mm.
Vikt: 17,10 kg

Rekommenderat cirkapris
3 013 SEK (2410 SEK ex. moms)

Energimärkning och certifieringar



Montering & Skötsel

Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

