

Toalettstol Nautic 1500 - dolt s-lås, Hygienic Flush

4/2 Liter, SC/QR sits, för skruvmontage

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

- Städvänlig och minimalistisk design
- Med öppen spolkant för enklare rengöring
- Låg spolknapp i snygg design

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
7763444

ART-nr:
GB111500201331


EAN-nr:
7391530067292

Emballage
L: 680,00 x W: 360,00 x H: 940,00 mm.
Vikt: 34,00 kg

Rekommenderat cirkapris
8 041 SEK (6433 SEK ex. moms)

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



Montering & Skötsel

Montering med bipackat fäste som skruvas i golv med två skruvar. Alternativ montering mot golv med lim. Se medföljande monteringsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

