

Vägghängd toalett Nautic 5530

Utan sits, C+

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper



- Passar med våra Triomontfixturer
- Ceramicplus: städa snabbt & miljövänligt
- Flexibelt bultavstånd c-c 180/230 mm

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
7763061

ART-nr:
GB1155300R1000


EAN-nr:
7391530063669

Emballage
L: 410,00 x W: 420,00 x H: 520,00 mm.
Vikt: 18,00 kg

Rekommenderat cirkapris
4 483 SEK (3586 SEK ex. moms)

Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



Montering & Skötsel

Avsedd för installation med våra Triomontfixturer. Monteras på bultar dikt mot vägg. Brickor, packningar och muttrar (M12) medföljer, men inte bultar (medföljer Triomontfixturen). Bultutsprång från färdig vägg ska vara 60 ± 2 mm. Se medföljande monteringsanvisning för respektive wc-stol. Enligt AMA bör sitthöjden vara 450 mm vilket motsvarar ett c-c mått mellan befintligt golv och centrum avlopp på 270 mm. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett uppvärmt utrymme bör spölcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

Dokumentet skapat den 2024-04-25

