

Toalettstol Pacific 6500 - dolt s-lås

4/2 Liter, standardsits, för skruvmontage

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

- Städvänlig och minimalistisk design
- Dolt fastsättning mot golv med skruv

Artikelnummer mm.


RSK-nr:
7805878

ART-nr:
GB116500201311

EAN-nr:
4062373888667


Emballage
L: 680,00 x W: 360,00 x H: 940,00 mm.
Vikt: 32,00 kg

Rekommenderat cirkapris
(0 SEK ex. moms)



Energimärkning och certifieringar

- Produkten följer AMA-rekommendationer, SS-EN 33-dimensionering och SS-EN 997-funktionCE-godkänd



Montering & Skötsel

Montering med bipackat fäste som skruvas i golv med två skruvar. Alternativ montering mot golv med lim. Täckhuvar för skruv samt vit blindplugg för skruvhålen vid limning medföljer. Genom den avrundade cisternen och små yttermått är den också lämplig för hörnplacering. Se medföljande monteringsanvisning. Monteringsdetaljer medföljer. Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Ta bort kalkfläckar med vanlig hushållsättika. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Använd inte heller starkt alkaliska, utbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för både porslinsytan och miljön. För WC-stolar som ska stå i ett ouppvämt utrymme bör spolcisternen tömmas. Håll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

