


Toalettsits Nordic 315 - standard

Standardsits med lift-off funktion, vit

GUSTAVSBERG /
SMARTARE BADRUM



Produktegenskaper

- Toalettmödel 314, 315, 339, 353, 354

Artikelnummer mm.

RSK-nr:
7880603

ART-nr:
GB1929900227

EAN-nr:
7391530030319

Emballage
L: 0,00 x W: 0,00 x H: 0,00 mm.
Vikt: 0,00 kg

Rekommenderat cirkapris
766 SEK (613 SEK ex. moms)

Energimärkning och certifieringar

Montering & Skötsel

Se medföljande monteringsanvisning. Använd tvållösning eller ett mildt rengöringsmedel. Använd aldrig klorinbaserat eller slipande rengöringsmedel. Torka sedan med en ren trasa. Torka bort kalk och urinfläckar under sitsringen så att de inte får fäste. Om fläcken inte går bort så gnid upprepade gånger med varmt tvålsvatten på en mjuk trasa. Spraya inte rengöringsmedel direkt mot sitsen då det finns risk att komponenter inuti den kan ta skada. Använd en mjuk trasa för avtorkning. Hårda sitsar kan få försämrade ytor under sitsringen på grund av för lång väntan mellan rengöringar. De kan eventuellt fräschas upp med en lätt polering med bilpolish utan slipmedel på en mjuk trasa. Ta för vana att lämna lock och sits uppe efter rengöring av WC-skålen så att tvättmedel och vatten får möjlighet att torka.

